

Уважаемый пользователь!

Благодарим Вас за приобретение Миостимулятора, массажер для физиотерапии с ЖК-дисплеем, 9 режимов, производства нашей компании ANYSMART.

ВНИМАНИЕ! Устройство работает от внутреннего аккумулятора и не требует наличия батареек! Полностью зарядите устройство напрямую через сеть перед первым использованием.

Отсек для батареек – является рудиментом от прошлой версии (без встроенного аккумулятора)



I. Подготовка перед использованием:

1. Выберите соответствующий провод, вставьте его в соответствующее выходное отверстие и закрепите провод пластырем
2. Подготовьте электродную часть: аккуратно расправьте защитную бумагу пластыря, а после использования снова приложите защитную бумагу к пластырю
3. Положение электрода: Вытрите область, подлежащую массажу, влажным полотенцем, удалите пятна от пота, а затем приложите электродные наклейки к массируемому участку. Обе электродные наклейки должны быть размещены на поверхности тела одновременно, в противном случае массаж невозможен.

II. Особые методы работы:

1. Нажмите и удерживайте кнопку включения в течение трех секунд для запуска или выключения.
2. Нажмите кнопку "+", и интенсивность массажа будет увеличиваться на один шаг каждый раз, максимум до 30 шагов.
3. Нажмите кнопку "-", и интенсивность массажа будет уменьшаться на один шаг.
4. Нажмите кнопку "M", чтобы выбрать режим, который вам подходит.
5. нажмите кнопку "M" в течение трех секунд, и вы сможете свободно переключаться.

Существует три различных вида массажа: EMS, TENS и MSG.

6. Нажмите кнопку "TIME", чтобы свободно выбрать время массажа. Время по умолчанию составляет от 10 до 60 минут, и при каждом нажатии вы можете увеличивать его на 10 минут.

III. Способы хранения и ухода за изделием.

1. При очистке устройства: Протирайте мягкой тканью, не используйте разбавители, бензин или летучие жидкости

2. Грязь с электродной пластины можно протереть влажной тканью или немедленно промыть чистой водой и вытряхнуть насухо. Электродная часть является расходным

материалом. Если окажется, что вязкость недостаточна, её следует заменить.

3. Хранение: Храните массажный инструмент в недоступном для детей месте, вдали от сырости, горячего воздуха и прямых солнечных лучей. Изделие не является водонепроницаемым, не допускайте попадания брызг воды.

4. Данное устройство использует три батарейки типа AAA. Важно избегать длительного нахождения устройства в заряженном состоянии, так как это повлияет на срок службы аккумулятора и изделия.

IV. Противопоказания

1. Людям с имплантированными электронными устройствами (такими как кардиостимуляторы и регуляторы сердечного ритма) запрещается пользоваться устройством;

2. Запрещается использовать людям с металлическими протезами или другими имплантированными инородными телами в зоне массажа;

3. Пациентам с аритмией, заболеваниями сердца и головного мозга, нарушениями восприятия и т.д. запрещено использовать данное устройство

4. Беременным женщинам и детям в возрасте до 10 лет запрещено использовать данное устройство

5. Запрещено использовать пациентам с симптомами лихорадки и проходящим лечение

6. Данное изделие является массажером и не используется в качестве медицинского изделия. Запрещается использовать его с другими медицинскими приборами.

V. Характеристики

Номинальная потребляемая мощность: 5 В

Интерфейс зарядки: Type-C

Вес изделия: 106 г

Размер изделия: 140 мм x 66 мм x 20 мм

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Если у Вас наступил гарантийный случай или возникли проблемы с работой устройства, напишите представителю производителя в WhatsApp по номеру
+7 926 909-72-62

Ежедневно с 10:00 до 19:00 по Москве